

WOFASTERIL®





Oberflächendesinfektionsmittel nach Medizinprodukte-

Die Premiummarke der Peressigsäuredesinfektion

Anwendungsgebiete:

Konzentrierte Desinfektionsperessigsäure

- RKI gelistetes Oberflächendesinfektionsmittel für den Seuchenfall (Wirkbereich AB)
- Oberflächendesinfektionsmittel im Krankenhaus, in ärztlicher Praxis und im öffentlichen Bereich nach Medizinprodukterichtlinie
- Sonderbereiche: Desinfektion von aseptischen Produktionsanlagen und Geräten in der Pharmaund Kosmetikindustrie; Ionenaustauscher-Anlagen und Abwässer

Eigenschaften:



Hocheffektives Mikrobizid

Wofasteril wirkt bereits in **geringen Konzentrationen** und ist auch bei **niedrigen Temperaturen** mikrobiologisch wirksam. Es besitzt ein extrem weites Wirkungsspektrum – von der Bakterizidie über Mykobakterizidie, Fungizidie, Viruzidie bis hin zur Sporizidie.



Keine Resistenzbildung

Aufgrund des Wirkungsmechanismus der Peressigsäure können Resistenzen ausgeschlossen werden.



Hohe Materialverträglichkeit

Mit dem innovativen **Kombiverfahren** wurde neben dem umfangreichen Wirkungsspektrum eine **hohe Materialverträglichkeit** erreicht. Dabei empfiehlt es sich, die empfohlenen Konzentrationen und Einwirkzeiten einzuhalten und an einer unauffälligen Stelle die Gebrauchslösung zu testen.



Sichtbare Desinfektion

Die automatische Dosierung und die Ausbringung der Gebrauchslösung als **Hochdruckschaum** mit dem WOFA-MAT Desinfektionssystem macht die Desinfektion so einfach wie nie. Der Desinfektionsschaum besitzt ein hohes Kriechvermögen und außerordentlich **gute Haftungseigenschaften an Vertikalflächen** und Innendecken.

So lässt sich die Einwirkzeit auch an Vertikalflächen realisieren.



Ökologisch optimal

Peressigsäure ist ein hochwirksames und ökologisch optimales Desinfektionsmittel, da es im Abwasser in Sauerstoff, Essigsäure und Wasser zerfällt. Die entstehende Essigsäure ist leicht und vollständig biologisch abbaubar. **Keine negative Beeinflussung von nachgeschalteten Biogasanlagen** zu erwarten.



Keine Gefahr von Allergien

Wofasteril enthält keine Stoffe von denen ein allergenes Potential bekannt ist.



Keslastraße 2

Nicht krebserregend

Wofasteril enthält keine Stoffe die ein mutagenes Potential aufweisen bzw. krebserregend, erbgutverändernd, fruchtschädigend oder die Fruchtbarkeit beeinträchtigend sind.







06803 Bitterfeld-Wolfen



Anwendungsempfehlung Wofasteril:

Prüfung	Konzentration (Soloprodukt)	Einwirkzeit	Konzentration (Kombiverfahren)	Einwirkzeit
Aufgenommen in die Desinfektionsmittel-Liste des RKI gem. §18 IfSG				
Wirkbereich A	2 %	60 min		
Wirkbereich AB	2 %	240 min	2 % W + 6 % a	60 min
Geprüft nach den Richtlinien der IHO für die Viruzidie				
unbehüllte Viren	0,50 %	15 min	1,0 % W + 3,0 % a 0,5 % W + 1,5 % a	1 min 30 min
behüllte Viren	0,50 %	1 min	1,0 % W + 3,0 % a	1 min
Rotavirus	0,50 %	15 min	1,0 % W + 3,0 % a 0,5 % W + 1,5 % a	1 min 30 min
Adenovirus	0,50 %	15 min	1,0 % W + 3,0 % a	5 min
Polyomavirus (SV40)	0,50 %	2 min	1,0 % W + 3,0 % a	5 min
Weitere Anwendungen				
Wofasteril zur Desinfektion von Apparaturen, Tankanlage	en und Leitungssystemen			
Sofortdesinfektion	0,05 % - 0,10 %	ca. 15 min (entspr. Techno- logie)		
Standdesinfektion	0,03 % - 0,05 %			
Anwendungslösungen sind stapelbar. Nach der Desinfekt	ion in der Regel kein Nac	chspülen nötig.		





Berechnungen zur Herstellung der Gebrauchslösung:

Erforderliche Basisdaten am Beispiel: zu desinfizierende Fläche in m2: 100 m2 Anwendungskonzentration (lt. Anwendungsempfehlung): 0,5 % Wofasteril®

A) Berechnung der erforderlichen Menge an Gebrauchslösung

Formel:

Fläche $[m^2] \cdot 0.4 = \frac{1}{m^2}$ = Menge an Gebrauchslösung [1]

 $100 \text{ m}^2 \cdot 0.4 \frac{1}{\text{m}^2} = 40 \text{ l Gebrauchslösung}$

B) Berechnung der erforderlichen Menge an Wofasteril®


Menge an Gebrauchslösung [l] \cdot Anwendungskonzentration [%] = Menge an Wofasteril[®] [l]

Beispiel:

 $40 l x 0,5 \% = 0,2 l Wofasteril^{*}$

Folgende Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten!

39,8 Liter sauberes Wasser vorlegen,





C) Nur für Kombiverfahren: Berechnung der erforderlichen Menge an alcapur® bzw. alcapur® E

Menge Wofasteril $^{\otimes}$ [l] x 3 = Menge alcapur $^{\otimes}$ (E) [l]

Beispiel:

 $0.2 l x 3 = 0.6 l alcapur^{(8)}$ (E)

Folgende Reihenfolge ist für das Kombiverfahren unbedingt einzuhalten!

39,4 Liter sauberes Wasser vorlegen,

0,4 Liter alcapur $^{\tiny{(8)}}$ (E) langsam einrühren

0,2 Liter Wofasteril® dazugeben und mischen.





- breites Wirkungsspektrum
- geringsten Konzentrationen und
- Finwirkzeiten
- Materialschonend
- Geruchsarm

Ideal in allen Bereichen:

- Krankenhäuser
- Arztpraxen
- Katastrophenschutz

Mit einfacher aber präziser Dosiertechnik lässt sich die Kombilösung mühelos anmischen und ausbringen.

Schaumdesinfektion durch Kombination mit alcapur

- Schaum haftet an vertikalen Flächen und kriecht in alle Ritzen
- sichtbare Desinfektion

Im Allgemeinen erfolgt die Kombination im Verhältnis 1:3.

Die Gebrauchslösung ist innerhalb von 2 h nach Herstellung zu verbrauchen.



Haltbarkeit:

Die Gebrauchslösung ist arbeitstäglich frisch herzustellen.



Die Konzentrate niemals unverdünnt miteinander mischen!



Wofasteril®

Zusammensetzung:

Enthält als Wirkstoff Acetylhydroperoxid ("Peressigsäure") ca. 35 % (entspricht 40 % G/V bzw. 400 g/l) sowie Wasserstoffperoxid, Essigsäure und desensibilisierende Anteile.

Aussehen:

farblose bis gelblich grüne, klare Flüssigkeit

Wechselwirkung:

Eine Kombination mit anderen Desinfektionsmitteln ist wegen der Gefahr chemischer Reaktionen unzu-

lässig, da diese zu Wirkungsabfall führen können.

Gefahrenhinweise:

H242 Erwärmung kann Brand verursachen H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H332 Gesundheitsschädlich beim Einatmen

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. (Kat. 1A) H314

H335

Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. H410

Sicherheitshinweise:

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Von Kleidung, Alkalien, Schwermetallen, mechanischen Verunreinigungen, organi-P210

P220

schen Produkten und brennbaren Materialien sowie Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten/entfernt aufbewahren.

P234

Nur im Originalbehälter mit Entgasungsverschluss, aufrecht stehend aufbewahren. P260 Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P270

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P273

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P280 P308+P311

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P39: P304+P340

Verschüttete Mengen aufnehmen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung

P301+P330+P331

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P305+P351+P338

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Lagerung:

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P406 In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbestänger

Auskleidung aufbewah P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen

P420 Von anderen Materialien entfernt aufbewahren P403+P233

Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P235 Kühl halten.

Entsorgung:

Inhalt / Behälter / Verpackung einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen P501 zuführen

Kleine Mengen nach sachgerechter Neutralisierung (pH ca. 7) mit viel Wasser verdünnt dem

Haltharkeit:

Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 1 Jahr ohne Wirkungsverlust haltbar.

Biozid-Registriernummer:

BAuA-Reg.-Nr.: N-94364

Liefergebinde: 100 ml Flasche 6 x 100 ml Flasche

Artikel-Nr.: 10296 Artikel-Nr.: 10298 2 x 1 l Flasche Artikel-Nr.: 10158 5 | Kanister Artikel-Nr.: 10021 10 | Kanister Artikel-Nr.: 10344 25 kg Kanister Artikel-Nr.: 10022

alcapur[®]

alcapur® E

Zusammensetzung: < 15 % Natriumhydroxid, 5 % und darüber, jedoch weniger als 15 % anionische Tenside

Zusammensetzung: < 15 % Natriumhydro

Aussehen: farblose, klare Flüssigkeit, schäumend Aussehen:

farblose, klare Flüssigkeit, nicht schäumend

Wechselwirkung:Einwirkung von Säuren (außer Wofasteril[®]) und Vermischen mit anderen Reinigern oder Desinfektionsmitteln kann die Wirkung des Produktes beeinträchtigen und sollte grundsätzlich vermieden werden.

Gefahrenhinweise:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. (Kat. 1A)

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Sicherheitshinweise

P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren. P260 Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. P264

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P310

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P363

P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen, KEIN Erbrechen herbeiführen

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventu-ell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Lagerung:

Unter Verschluss aufbewahren.

P406 In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren Frostgeschützt lagern. Bei zu kalter Lagerung auftretender Bodensatz hat kaum Einfluss auf die Pufferkapazität der Flüssigkeitsphase.

Entsorgung:

P501 Inhalt / Behälter / Verpackung einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen zuführen. Kleine Mengen nach sachgerechter Neutralisierung (pH ca. 7) mit viel Wasser verdünnt dem Abwasser zu-

Haltbarkeit: Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 5 Jahre ohne Wirkungsverlust haltbar.

Liefergebinde:

Komponente alcapur® 10 I Art.Nr.: 10045 Komponente alcapur® E 10 I Art.Nr.: 10040

> 25 ka Art.Nr.: 10046 25 ka

Art.Nr.: 10041

Sicherheitsratschläge für den Umgang mit der Gebrauchslösung

Beim Umgang mit den Konzentraten wird eine persönliche Schutzausrüstung in Form von Schutzhandschuhen (z.B. Nitopren) sowie Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz vorgeschrieben.

Die Gebrauchslösung enthält dagegen keine gefährlichen Stoffe in gefährlicher Menge. Beim Umgang mit der Gebrauchslösung sind daher nur die allgemeinen Arbeitsschutzregeln einzuhalten:



Schutzbrille bei Spritzgefahr flüssigkeitsdichte Handschuhe

(Wir empfehlen Einmalschutzhandschuhe aus Nitril mit einer Schichtstärke von $0,1\,\mathrm{mm}$ bzw. bei höherer mechanischer Beanspruchung mit einer Schichtstärke von $0,2\,\mathrm{mm}$.)

Atemschutz nicht erforderlich



Bei üblicher Anwendung (Spritz- bzw. Schaumverfahren ohne Gefahr einer Aerosolbildung) und ausreichender Belüftung Atemschutz nicht erforderlich. In Ausnahmesituationen (Vernebelung, unbeabsichtigte Freisetzung): Partikelfilter, P2 (mittleres) oder P3 (hohes Abscheidevermögen), je nach Tragezeit.