

Haut- und Händedesinfektionsset

bei behördlich angewiesener Desinfektion im
Katastrophenschutz und Rettungsdienst



Zur Anwendung bei behördlich angewiesener **Händedesinfektion (Seuchenfall)**.



Die Flasche Wofasteril® SL 100 in den Kanister mit Wasser geben und für eine ordentliche Durchmischung sorgen. Anschließend den Kanister aufschrauben und entlüften.

Die **gebrauchsfertige Lösung** entspricht einer 0,5%igen Wofasteril®-Lösung. Diese ist zur hygienischen Händedesinfektion, für den **Wirkbereich A** (Abtötung von vegetativen Bakterien einschließlich Mykobakterien sowie von Pilzen einschließlich Pilzsporen) und die begrenzte Viruzidie, **RKI-gelistet**.



Die fertige Desinfektionslösung ist innerhalb von 24 h zu verbrauchen. Die einzelnen Komponenten haben eine Haltbarkeit von 1 Jahr.

Anwendung:

Für eine erfolgreiche Desinfektion sind 2-3 ml Gebrauchslösung 1 min in den Händen zu verreiben. Es ist auf eine vollständige Benetzung der gesamten Oberfläche der Hände zu achten und ggf. nachzudosieren.

Zusammensetzung:

Wofasteril® SL 100 entspricht einer Wofasteril®-Lösung mit 10% (m/V) Peressigsäure (Acetylhydroperoxid)

Entsorgung:

Inhalt und Behälter sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen zu entsorgen. Nicht verbrauchte Desinfektionslösung kann mit viel Wasser verdünnt werden.

Packungsinhalt:

1 Flasche Wofasteril® SL 100 á 200 ml
1 Kanister Wasser á 9,8 l



Die KESLA PHARMA WOLFEN GMBH ist gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

KESLA PHARMA WOLFEN GMBH
Keslastraße 1
06803 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: +49 (0) 3494 - 6995 0
info@kesla.de
www.kesla.de

Es kann keine Gewähr für die Allgemeingültigkeit der Angaben in dieser Produktinformation übernommen werden. Alle Angaben geben unseren Erfahrungsstand wieder; eine allgemeine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Letzte Überarbeitung: 09.24